



Mi Body Composition Scale 2 Kullanım Kılavuzu

Bu kılavuzu kullanım öncesinde dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Pillerin Takılması

Pil kapağını açın ve pil bölmesinin içine belirtilen yönlerde dört adet AAA pil takın.



Uygulamanın Yüklenmesi

"Mi Fit" uygulamasının en son sürümünü indirmek ve yüklemek için QR kodunu tarayın ya da Google Play, App Store veya diğer üçüncü taraf uygulama mağazalarında uygulamayı arayın.



Tartının Eşleştirilmesi

Mi Fit uygulamasını açın ve Mi hesabınızı kullanarak oturum açın, daha sonra tartıyı hesabınızla eşleştirin ve ekrandaki talimatlara göre kişisel verilerinizi girin. Tartıyı eşleştirdikten sonra, Mi Fit uygulaması ve Mi Home / Xiaomi Home uygulaması* üzerinden tartım kayıtlarını ve vücut yapısı bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

* Uygulama, Avrupa'da (Rusya hariç) Xiaomi Home uygulaması olarak adlandırılmaktadır. Cihazınızda görüntülenen uygulamanın adı varsayılan olarak alınmalıdır.

Kişisel veriler, vücut yapınızı analiz etmek için kullanılır. Sonuçların doğruluğundan emin olmak için lütfen doğru kişisel veriler girin.

Vücut Yağının Tartılması ve Ölçülmesi

Tartıyı sert, düz bir zemine yerleştirin.

Şekilde gösterildiği gibi tartının üzerine çıplak ayakla çıkın. Ayaklarınızın derisinin tartının üzerindeki dört metal elektrotla iyi temas ettiğinden emin olun.

Kilonuz ölçüldükten sonra, tartı vücut yapınızı hesaplamaya başlayacaktır. Belirtilen ağırlığın altındaki durum çubuğu yanıp sönmeye başladığında işlem tamamlanır. Daha sonra vücut yapınızın sonuçlarını telefonunuzda görüntüleyebilirsiniz.



Bu tartının sağladığı vücut yapısı verileri sadece referans amaçlı olup, tıbbi tavsiye oluşturmaz.

Eşyaların Tartılması

Tartıyı sert, düz bir zemine yerleştirin. Tartıyı çalıştırmak için üzerine basın. "0.00" görüntülenene kadar bekleyin ve tartmak istediğiniz eşyayı tartıya yerleştirin. Tartıyı hareket ettirmek veya tartıyı çarpmak doğruluğu etkileyebilir, bu durumda ölçümün doğru olduğundan emin olmak için eşyayı tekrar tartmanız gerekir.

Tartarken, yanıp sönen bir "L" düşük pil seviyesini gösterir ve pilleri en kısa sürede değiştirmeniz gerekir.

Tartarken, yanıp sönen bir "OL" tartının 150 kg'lık maksimum kapasitesinin üzerinde aşırı yüklendiğini gösterir.

Uyarı Göstergeleri



Bir Tartım Biriminin Seçilmesi

Tartı, varsayılan olarak ağırlığı kilogram (kg) cinsinden hesaplar. Tartının ağırlık birimini Mi Fit uygulamasındaki cihaz ayarlarından değiştirebilirsiniz.

Tartı, ağırlığı kilogram (kg) ve pound (lbs) cinsinden gösterebilir.

1. Kaymayı önlemek için tartıyı kaygan bir zemine koymayın ve ayaklarınız veya tartı ıslakken kullanmayın.
2. Tartılırken kazara ters dönmesini önlemek için her zaman tartının ortasında durun.
3. Tartıyı sadece kuru bir ortamda kullanın ve tartıyı suya batırmayın.
4. Temizlemek için tartının yüzeyini nemli bir bez ve hafif deterjanla silin. Herhangi bir organik çözücü veya başka kimyasallar kullanmayın.
5. Piller bittikten sonra, olası sızıntı ve aşınmayı önlemek için pilleri hemen çıkarın.
6. Bu tartı, kalp pili veya başka tıbbi implant cihazları olan kişiler için önerilmez. Vücut yapısı verilerinin doğruluğu, profesyonel atletler, hamile kadınlar ve özel durumları olan diğer bazı kişiler tarafından kullanıldığında değişiklik gösterebilir.
7. Gözler Kapalı Tek Ayak Üzerinde Ölçüm fonksiyonunu deneyimlemek için Mi Fit uygulamasına gidebilirsiniz. Dengenizi kaybettiğinizi hissettiğinizde, tartının kazara ters dönmesini veya düşmenizi engellemek için lütfen gözlerinizi açtığınızdan ve ayaklarınızın üzerinde sağlam bir şekilde durduğunuzdan emin olun. Çocuklar, yaşlılar, anne adayları ve fiziksel veya denge bozukluğu olan diğer kişiler dahil herkes bu fonksiyonu dikkatli kullanmalıdır.

İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Aşağıdaki sembol, bu ürünün kullanım ömrü sonunda normal evsel atıklardan ayrı olarak imha edilmesi gerektiğini belirtir. Doğal kaynakların korunmasına yardımcı olacak şekilde elektronik ekipmanı geri dönüşüm merkezlerinde imha etmenin sizin sorumluluğunuzda olduğu bilginize sunulur.

Belgelendirme ve Güvenlik Onayları

Bu belge ile Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., XMTZC05HM tipi radyo ekipmanının 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde bulunabilir:



<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Özellikler

Boyutlar: 300 * 300 * 25 mm

Net Ağırlık: 1.7 kg

Tartım Aralığı: 100 g -150 kg

Tartım Birimleri: kg/ lbs

Artış Kademeleri: 0.1 kg/lbs

Kablosuz bağlantı: Bluetooth 5.0

Çalışma Sıcaklığı: 0 ~ 40°C

Frekans: 2402 - 2480 MHz

Maks. Çıkış: 0 dBm

Güç Kaynağı: 1.5 V AAA pil * 4

Mahfaza Malzemesi: Tavlı ca m, ABS mühendislik plastiği

Bluetooth 4.0 ve üzeri

Uyumluluk: Android 4.4 veya iOS 9.0 (iPhone 5S ve üzeri modellerden) ve üzeri

Mi Body Composition Scale 2

Model: XMTZC05HM

Üretilen: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Üreten: Anhui Huami Information Technology Co., Ltd.

(bir Mi Ecosystem şirketi)

Adres: Room 1201, Building A4, National Animation Industry Base, No. 800 Wangjiang West Road, Gaoxin District, Hefei, Anhui, Çin

Daha fazla bilgi için, lütfen www.mi.com websitesini ziyaret edin.